

FlowMir®

Jednoduché, Přesné, Hygienické

Bezkonkurenční měření dechu

Vysoká přesnost a hygiena jsou 100% garantované

Nyní i s nasazenými kartonovými náustky



Jednorázové turbíny FlowMir jsou ekonomickým řešením k drahým turbínám pro opakované použití

Kompletní spirometrická měření včetně bronchoprovokačních a POST bronchodilatačních testů mohou být realizována pomocí **FlowMir®** jednorázových trubínek.

**MEZINÁRODNÍ
PATENT**

FlowMir®

Vždy přesné

Přesnost turbínek není ovlivněna změnami následujících okolních podmínek:

- Teplota
- Vlhkost
- Tlak

Maximální hygiena

FlowMir nahrazuje potřebu antibakteriálního filtru, čímž snižuje náklady

- Hygienicky baleno v čistém prostředí
- Jednotlivá balení
- Eliminují čas strávený dezinfekcí a čištěním

Každá turbínka individuálně testována

Pro před-kalibraci a testování turbínek **FlowMir®** jsou používány High tech přístroje, a to v odlišných prouděních dle ATR/ERS standardů.



Přesnost objemu

+/- 3% nebo 50 mL

Přesnost průtoku

+/- 5% nebo 200 mL/s

FlowMIR splňuje ATS/ERS standardy

MIR - Medical International Research USA, Inc.
1900 Pewaukee Road, Suite O
Waukesha, WI 53188
Phone: (262) 565-6797 Fax: (262) 364-2030
mirusa@spirometry.com

DISTRIBUTOR
UTILCELL, s.r.o.
nám. V. Mrštíka 40, 664 81 Ostrovačice (ČR)
Tel. +420 546 427 053 - Fax. +420 546 427 212
info@corazonplus.cz